




Особенности протезирования на имплантах с уровня multi-unit абатментов

*ЕРМОЛЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, КЛИНИКА MEDIX*









1. Вариативность
высоты шейки

2. Разная длина
абатмента

3. Разный угол
наклона

4. Разная высота
уступа

5. Вариативность
диаметра

6. Разный дизайн
абатментов

Варианты мультиюнит абатментов

мультиюнит



тоже мультиюнит




Клинические/
лабораторные
винты

Полный протез

Мультиюнит
абатменты


Импланты
в челюстной
кости



Прямые абатменты Multi-unit



Прямой указатель Regular



Уровень фиксации

Зафиксируйте с помощью специального прямого указателя
 Рекомендуемая сила затяжки: 30 Нсм
 (код отвертки: G-DV)
 Упаковка: Прямой абатмент Multi-unit + прямой указатель

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8						
	Code	G-S15DER-S	G-S25DER-S	G-S35DER-S	G-S45DER-S	G-S55DER-S

Прямой винтовой абатмент

- Комплектуется пластиковым держателем.

(Размеры указаны в мм)
 Масштаб 1:1.5 / мм



Держатель абатмента



SAW5535L + FX3810


Угловые абатменты Multi-unit



Указатель для углового абатмента



Винт для углового абатмента



Уровень фиксации


Эксклюзивный угловой винт абатмента
 Фиксация с шестигранной отверткой 1.27
 Угол зубного имплантата покрывает 108°
 Рекомендуемая сила затяжки:
 Mini (20 Нсм), Regular (30 Нсм)
 Упаковка: Угловой абатмент Multi-unit + угловой указатель + винт

	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
D4.8								
	Code	G-A1715DER-S	G-A1725DER-S	G-A1735DER-S	G-A3015DER-S	G-A3025DER-S	G-A3035DER-S	G-ADERC

Угловой винтовой абатмент

- Комплектуется фиксирующим винтом и пластиковым держателем.

(Размеры указаны в мм)
 Масштаб 1:1.5 / мм





ASA55151518N + FX3810




ASA55301518N + FX4510SW



Держатель абатмента





СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Ермоленко Елена Викторовна

Прошёл(а)

**КУРС «ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО,
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЭТАПОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ НА СИСТЕМЕ
UNIT АБАТМЕНТОВ»**

(2-х дневный курс)

**Ашурко
Игорь
Павлович**

Сотрудник кафедры хирургической
стоматологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова., кандидат
медицинских наук

**Трофимов
Артём
Эдуардович**

Главный врач клиники
Rio-Stom, кандидат медицинских наук



г. Чита
28-29 августа 2018 г.






















































































*Благодарю за
внимание!*
